


Filtry do analiz metali i testów w przemyśle wydobywczym



Filtry celulozowe

Oznaczanie zawartości metali



Papierowe filtry celulozowe do oznaczania zawartości metali i innych analiz "na mokro".

Filtry strzykawkowe/fiolki

Przygot. próbek HPLC/ICP-MS/IC: analiza metali ciężkich/śladowych



Do przygotowania próbek w analizie instrumentalnej HPLC/UHPLC/ICP-MS/IC.

Gilzy ekstrakcyjne


Analiza gazów kominowych



Do analizy gazów kominowych. Gilzy Whatman są odporne na wysokie temperatury pobieranych gazów.

Filtry z włókna szklanego

Monitoring powietrza: PM10
Monitoring wody: SST



Szeroki zakres filtrów z włókna szklanego i filtrów membranowych do aplikacji w zakresie monitoringu powietrza i wody.

Filtry membranowe

Monitoring powietrza: PM2,5



Filtry In-Line

Analiza wód gruntowych



Filtry In-Line są stosowane do poboru wód gruntowych do dalszych analiz.

Produkty filtracyjne Whatman wykorzystywane w przemyśle wydobywczym

Laboratoria kontroli jakości:

Laboratoria kontroli jakości sprawdzają rutynowo jakość surowców, takich jak rudy oraz produktu końcowego. Przygotowanie próbek jest kluczowym etapem zapewniającym stabilne i dokładne wyniki.

Laboratoria ochrony środowiska:

Filtry są stosowane do poboru cząstek z wody i powietrza, a następnie analizowaniu ich w laboratoriach środowiskowych w celu zapewnienia zgodności i bezpieczeństwa.

Laboratoria badawcze:


Laboratoria badawcze wykorzystują filtry w badaniach monitorujących i udoskonalających procesy rafineryjne oraz w analizach minerałów i pochodnych mineralnych.

Filtry Whatman przeznaczone do analiz metali

Bezpopiołowe filtry ilościowe Whatman Grade 40 i Grade 41 produkowane z zachowaniem najostrzejszych rygorów jakościowych, tak aby spełnić wysokie wymagania przemysłu wydobywczego w zakresie prędkości filtracji, powtarzalności wyników i odpowiednio niskiej zawartości metali.


Filtry ilościowe Whatman są zaprojektowane tak, aby wytrzymywały działanie agresywnych chemikaliów i wysokiej temperatury, które towarzyszą analizom oznaczania zawartości metali.

Dobierz odpowiedni filtr do swoich badań:

Co analizujesz?	Produkty	Charakterystyka i korzyści
Oznaczanie zawartości molibdenu i ołowiu	Grade 40 	• Dobra wydajność separacji z retencją cząstek 8 µm • Niska zawartość popiołu <0,007%
Oznaczanie cynku	Grade 41 	• Dobra wydajność separacji z retencją cząstek 20 µm • Niska zawartość popiołu <0,007%

Informacje do zamówienia

Produkt	Rozmiary	Nr katalogowy
Grade 40	12,7 mm (dostępne różne rozmiary)	1440-012
Grade 41	42,5 mm (dostępne różne rozmiary)	1441-042



Rok założenia 2001

www.s-und-s.pl

Lab-System-Service
ul. Relaksowa 7
70-892 Szczecin
tel. 91 46 223 23, fax 91 46 217 63
e-mail: biuro@s-und-s.pl

Cytiva and the Drop logo are trademarks of Global Life Sciences IP Holding LLC or an affiliate.
Uniflo and Whatman are trademarks of Global Life Sciences Solutions USA LLC.
or an affiliate doing business as Cytiva.
2021 Lab-System-Service

